

# Service Wöhr

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## Beurer BM 38

Artikelnummer 18930



### Ausstattung & Technik

- Positionierer

### Gehäuseeigenschaften

- Länge: 12,80 cm

- Breite: 9,10 cm
- Höhe: 4,60 cm
- Gewicht: 0,34 g

### Händler-Kontaktdaten:

Service Wöhr  
Plattenhardterstr. 3  
70794 Filderstadt  
0711 772491  
[info@IQ-service-woehr.de](mailto:info@IQ-service-woehr.de)  
[www.iq-service-woehr.de](http://www.iq-service-woehr.de)

### Ihr Ansprechpartner:

Dimitrios Kapatagis  
[info@IQ-service-woehr.de](mailto:info@IQ-service-woehr.de)

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Dienstag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Mittwoch	08:30 - 12:30
Donnerstag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Freitag	08:30 - 12:30 / 14:30 - 18:30
Samstag	08:30 - 12:30



### Produkt-Highlights

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Inflation-Technology: Messung während des Aufpumpens mit erhöhtem Komfort und schnellerer Messzeit
- Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm
- Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Perfekt ablesbares XL-Display
- Abschaltautomatik, Batteriewechselanzeige
- Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
- Mit USB-C Anschluss für optionalen Netzbetrieb