

# Elektro - Mäusling

Kompetent. Sympathisch. Nah.



Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

## Beurer BM 38

Artikelnummer 18930



### Produkt-Highlights

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Inflation-Technology: Messung während des Aufpumpens mit erhöhtem Komfort und schnellerer Messzeit
- Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm
- Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
- Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
- Perfekt ablesbares XL-Display
- Abschaltautomatik, Batteriewechselanzeige
- Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
- Mit USB-C Anschluss für optionalen Netzbetrieb

### Ausstattung & Technik

- Positionierer

### Gehäuseeigenschaften

- Länge: 12,80 cm

- Breite: 9,10 cm
- Höhe: 4,60 cm
- Gewicht: 0,34 g

### Händler-Kontakt Daten:

Elektro-Mäusling  
Bahnhofstraße 34  
24582 Bordesholm  
04322 3098  
info@elektro-maeusling.de  
www.iq-elektro-maeusling.de

### Ihr Ansprechpartner:

Michael Mäusling  
info@elektro-maeusling.de

### Unsere Öffnungszeiten:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Montag     | 08:30 - 12:00 / 14:30 - 18:00 |
| Dienstag   | 08:30 - 12:00 / 14:30 - 18:00 |
| Mittwoch   | 08:30 - 12:00                 |
| Donnerstag | 08:30 - 12:00 / 14:30 - 18:00 |
| Freitag    | 08:30 - 12:00 / 14:30 - 18:00 |
| Samstag    | 08:30 - 12:30                 |